

PEDALIERA MECCANICA “SANSPORT”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr. 1109167/R**

CODICE Nr: 857340

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Indicata per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare

Versatile ed indispensabile nella riabilitazione degli arti superiori ed inferiori.

Realizzata in acciaio verniciato epossidico, pieghevole, munita di:

- Regolatore di intensità di esercizio
- Podometro wireless con funzioni di durata, calorie bruciate e cicli di lavoro effettuati.
- Base appoggio ampia, con puntali in gomma, anti-scivolo

Specifiche tecniche:

Larghezza cm 42

Lunghezza cm 53,5

Altezza cm 24

Peso: kg 3

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

