




Specifiche tecniche



59 kg



Da sollevatore a sollevamati, in pochi e semplici passaggi

Cod. RIA910

Braccio di sollevamento (optional)

Si installa sulla colonna centrale portante, tramite la facile rimozione dei due bracci orizzontali, e permette di utilizzare il dispositivo in maniera analoga ad un sollevatore utilizzando le imbracature per i sollevamati della linea MUEVO.

I vers. - 02/2022 ITA - Moretti Service&Consulting

Inquadra il QR-CODE
per visitare la pagina ufficiale



Muevo HOME



Distribuiti da



MORETTI® Innovazione al servizio del cliente

www.morettispa.com



Conforme al nuovo regolamento
MDR 2017/745 EU



Seguici su

Serie

Muevo HOME



Sollevatore elettrico

Ausilio per il trasferimento e
il sollevamento del paziente in casa



MOPEDIA®

Muevo HOME

Muevo HOME sollevatore elettrico che assolve le funzioni di sollevamento e trasferimento, in posizione seduta, di persone con difficoltà motorie.



Funzioni



Movimentare la persona dal letto, facendola alzare o adagiare su di esso



Accompagnare la persona in bagno



Far sedere o spostare la persona dalla poltrona, sedia, sedia comoda e carrozzina



Trasferire la persona all'interno dell'abitazione



Accomodare la persona nella vettura



Cod. RI900



135 kg

- 1 Batteria ricaricabile ed estraibile
- 2 Pulsante di emergenza
- 3 5 ruote piroettanti di cui 2 posteriori frenanti
- 4 Bracci orizzontali smontabili e rimovibili dotati di 4 ganci per imbracatura
- 5 Telecomando

Imbracature

Cod. RIA200

Imbracatura Standard (in dotazione)



Cod. RIA210

Imbracatura per Toilette (optional)



Sollevamento elettrico da 85 a 115 cm



Apertura gambe elettrica da 50 a 75 cm



Telecomando per sollevamento e apertura gambe