

Scooter EXCEL SENZO

Excel Galaxy Senzo, è lo scooter più piccolo della sua famiglia.

La sua qualità garantisce comunque una estrema affidabilità sia nei percorsi interni che nei percorsi in esterno.

Lo scooter viene fornito di luci anteriori, posteriori e frecce di segnalazione oltre ad essere dotato di confortevoli ammortizzatori. Inoltre le sue 4 ruote maggiorate data la dimensione, ne garantiscono un estremo confort di guida.



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	46
Profondità sedile (cm)	44
Altezza sedile (cm)	42
Dimensioni (LxPxH cm)	63x117x102
Peso totale (kg)	47
Portata massima (kg)	158
Capacità batteria	2x34 Ah
Autonomia (km)	28
Velocità massima (km/h)	10
Raggio sterzata (cm)	305
Potenza Motore	440W

Altri dettagli

- Sedia girevole, regolabile in piano orizzontale
- Angolo dello schienale regolabile
- Angolo del volante regolabile
- Specchietti retrovisori
- Carrello della spesa
- Poggiatesta
- Illuminazione stradale completa
- Freni elettromagnetici intelligenti
- Paraurti anteriore e posteriore
- 4 Ammortizzatori



Standard
Batterie da 34 Ah

Colori disponibili
standard

