

Carrozzina elettronica pieghevole H3T

Tempo di carica
300 minuti!

Carrozzina elettrica concepita per chiudersi con un solo movimento, ciò la rende pratica, funzionale e facilmente stivabile.

Grazie al suo pratico joystick sarà facilissimo guidare questa carrozzina elettrica.



Controllo remoto da smartphone



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	45
Dimensioni (LxPxH cm)	63x102x99,5
Richiudibile	Sì
Peso totale (kg)	31
Portata massima (kg)	130
Dimensioni ruote (Ant / Post)	8"/12,5"
Motore	2x200W
Autonomia (km)	28
Velocità massima (km/h)	6
Pendenza massima (°)	8°

Colori disponibili



Richiudibile elettricamente da smartphone/telecomando

130kg

31kg

6km/h

28km

Airwheel

