

Scooter CRUISER II

Scooter adatto per uso esterno con un buon comfort di guida e dotato di un sistema di freni "intelligenti" e sistema di luci. Buona l'autonomia con cui potrete raggiungere grandi distanze.



Dettagli tecnici

Larghezza sedile (cm)	46
Profondità sedile (cm)	45
Altezza sedile (cm)	50
Dimensioni (LxPxH cm)	64x148x108
Peso totale (kg)	134
Portata massima (kg)	160
Dimensioni ruote (Ant / Post)	13" (pneumatici)
Motore	800 W
Capacità batteria	2x55 Ah
Autonomia (km)	35
Velocità massima (km/h)	15
Raggio sterzata (cm)	165
Pendenza massima (°)	8

Altri dettagli

**Medium
Bariatric**

Sedia girevole, regolabile in piano orizzontale
Angolo dello schienale regolabile
Angolo del volante regolabile
Specchietti retrovisori
Carrello della spesa
Cintura di sicurezza contro la caduta
Poggiatesta
Illuminazione stradale completa
Freni elettromagnetici intelligenti
Paraurti anteriore e posteriore
4 Ammortizzatori

Colori disponibili


160 kg


134 kg


15 km/h


35 km

