

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 15.10.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CR505	Rampa fissa portatile pieghevole a valigia
-------	--

**Destinazione d'uso**

Le rampe sono destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con difficoltà motorie.

**Caratteristiche principali**

Le rampe portatili sono indicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia dentro che fuori casa, in viaggio o nelle semplici attività giornaliere. Struttura in alluminio ricoperta di materiale antiscivolo, pieghevole a valigia con maniglia per il trasporto. Cerniere in acciaio inox

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30040
Codice di classificazione CND	Y183015
Repertorio dei Dispositivi Medici	2121003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.30.15.006

**CARATTERISTICHE**

Peso Max sopportabile	272 kg
Materiale	Alluminio

**PESO E DIMENSIONI**

Profondità	73 Cm
------------	-------

**VARIANTI**

CR505-1		CR505-3		CR505-3	
Lunghezza aperta	152 Cm	Lunghezza aperta	183 Cm	Lunghezza aperta	213 Cm
Lunghezza chiusa	77 Cm	Lunghezza chiusa	91,5 Cm	Lunghezza chiusa	73 Cm
Peso	13,6 Kg	Peso	16 Kg	Peso	19,5 Kg