

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 0009\_CARROZZINA LIGHT TOP

<b>NOME PRODOTTO</b>	CARROZZINA LIGHT TOP
----------------------	----------------------



<b>DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE</b>	<p>Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con doppia crociera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telaio in alluminio verniciato bordeaux</li> <li>- braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili in altezza e profondità, versione desk o lungo</li> <li>- ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida</li> <li>- rivestimento in nylon lavabile</li> <li>- schienale regolabile in altezza, reclinabile da 80° a 100°, tensionabile, imbottito e rinforzato</li> <li>- seduta regolabile in altezza e profondità</li> <li>- sedile tensionabile dotato di cuscino in gommapiuma</li> <li>- ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie</li> <li>- ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza</li> <li>- regolazione baricentro</li> <li>- appoggiambracci ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone</li> <li>- manopole per l'accompagnatore regolabili in altezza</li> <li>- ruota posteriore da 24"</li> <li>- ruota anteriore da 8"</li> </ul>
--	---

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15370014	CARROZZINA LIGHT TOP 14" / 36 cm BD/RDM: 884914 CND: Y122106
15370016	CARROZZINA LIGHT TOP 16" / 40 cm BD/RDM: 884937 CND: Y122106
15370017	CARROZZINA LIGHT TOP 17" / 43 cm BD/RDM: 884945 CND: Y122106

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15370018	CARROZZINA LIGHT TOP 18" / 46 cm BD/RDM: 884947 CND: Y122106
15370020	CARROZZINA LIGHT TOP 20" / 50 cm BD/RDM: 884954 CND: Y122106

## INFORMAZIONI GENERALI

### FABBRICANTE

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BORDEAUX
Dimensioni	Larghezza Seduta: 36/40/43/46/50 cm Ingombro Massimo: +21 cm Ingombro da Chiusa: 32 cm Ingombro Senza Ruote: +19 cm Profondità Seduta: 43 cm - 48 cm Profondità Totale: 101 cm (senza ruotine antiribaltamento) - 115 cm (regolazione seduta e pedane max) Profondità Senza Pedane: 80 cm (senza ruotine antiribaltamento) - 85 cm (regolazione schienale max) Distanza Seduta-Pedana: 35 cm - 50 cm Altezza Schienale: 43 cm - 48 cm Reclinazione Schienale: 80° - 110 ° Altezza Posteriore Seduta: 40 cm - 52 cm Altezza Anteriore Seduta: 46 cm - 51 cm Altezza Bracciolo: 23 cm - 29 cm Distanza Schienale-Bracciolo: 1 cm - 10 cm Altezza Tot: 82 cm - 101 cm
Peso	16 Kg
Portata massima	130 Kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15369910 - Pedane inclinazione variabile  
Cod. 15991000 - Tavolino universale  
Cod. 159940XX - Poggiatesta  
Cod. 5301 - Cintura pettorale  
Cod. 5303 - Cintura pettorale a corpetto  
Cod. 5304 - Cintura pettorale a scudo

**REDATA da**

WIMED

**APPROVATA da**

Ufficio Qualità e Regolatorio